



Cecha T w czerniaku (AJCC 2016/UICC 2016)

Cecha T	Grubość nacieku	Owrzodzenie
Tx (nie można określić grubości guza pierwotnego, np. w przypadku ściętego guza pierwotnego)	Nie określono	Nie określono
T0 (brak ogniska pierwotnego, np. w czerniaku utajonym, lub guz pierwotny, który uległ całkowitej regresji)	Nie określono	Nie określono
Tis (czerniak in situ)	Przedinwazyjny	Nie określono
T1	≤ 1,0 mm	Nieznany lub nieokreślony
T1a	< 0,8 mm	Bez owrzodzenia
T1b	< 0,8 mm	Z owrzodzeniem
	0,8–1,0 mm	Z/bez owrzodzenia
T2	> 1,0–2,0 mm	Nieznany lub nieokreślony
T2a	> 1,0–2,0 mm	Bez owrzodzenia
T2b	> 1,0–2,0 mm	Z owrzodzeniem
T3	> 2,0–4,0 mm	Nieznany lub nieokreślony

T3a	> 2,0–4,0 mm	Bez owrzodzenia
T3b	> 2,0–4,0 mm	Z owrzodzeniem
T4	> 4,0 mm	Nieznany lub nieokreślony
T4a	> 4,0 mm	Bez owrzodzenia
T4b	> 4,0 mm	Z owrzodzeniem

Źródło: Wytyczne S3 dotyczące diagnostyki, terapii i opieki pooperacyjnej nad czerniakiem. Nr rejestru AWMF 032/0240L. Stan na 2018 r.